

EVERZYM VRT

Koncentrovaný kvapalný pektolytický enzým

VLASTNOSTI A POUŽITIE

EVERZYM VRT je koncentrovaný kvapalný enzýmatický preparát, pripravený na priame použitie alebo na použitie po predošlom rozriedení. S vysokou pektolytickou aktivitou (PL).

Je to špecifický enzým na prácu v podmienkach s obtiažnymi pH a teplotami. Prítomnosť sekundárnych aktivít ho činia vhodným pre mušty odvodené od vädnutia a kryomacerácií, pretože je schopný valorizovať prácu extrakcie a aromatickej koncentrácie.

EVERZYM VRT je aktívny ako na rozpustných, tak aj na nerozpustných pektínoch a odporúča sa:

- na mušte-samotoku z bieleho hrozna, bezprostredne po jemnom stlačení v lise, na akceleráciu klarifikácie, následnej flotácie, odstredovania, filtrácie atď;
- na mušte-samotoku z bieleho hrozna, ošetrenom v hyperredukcii (veľmi sulfitovanom), na valorizáciu aróm pre klarifikáciu;
- na mušty z vysušeného hrozna alebo macerovaného hrozna na urýchlenie hydrolizácie pektínov;
- na mušty obsahujúce glukány (postihnuté Botritis cinerea).

EVERZYM VRT sa zrodil s prirodzene veľmi nízkou aktivitou cinnamyl-esterázy a antokyanázy. Je vyrobený podľa Smernice Rady 98/81/ES a neobsahuje geneticky modifikované organizmy (GMO).

SPÔSOB POUŽITIA

Dávky: 1 - 3 g/hl produktu EVERZYM VRT na rozdrvené hrozno, mušt alebo víno. Dosare EVERZYM VRT dávkovať v linke na rozdrvené hrozno alebo na prvé hektolitre muštu alebo vína počas plnenia enzýmačnej nádrže.

EVERZYM VRT sa rozriedi, v čistom vedre, studenou vodou, lepšie ak je dechlórovaná. Roztok je stabilný max. 24 hodín, ak je správne uchovávaný a môže byť použitý dávkovacími čerpadlami.

BALENIA

Flakóny po 1 kg, Bandasky po 25 kg

Odporúča sa skladovať produkt EVERZYM VRT pri teplote 5 - 15°C.

EVER S.r.l.

Via Pacinotti, 37 - 30020 Pramaggiore (VE)
T: +39 0421 200 455 | F: +39 0421200460
info@ever.it | www.ever.it



Spoločnosť so systémom kontroly kvality certifikát ISO 9001:2008 certifikát N. IT06/0451.

Výskum, vývoj, výroba a marketing adjuvantov a aditív pre priemysel a nápoje. Sektor EA: 03.